# Une transformation chimique est-elle toujours totale? Chap. 7,5

# 1 Objectifs

- Mesurer le pH de différentes solutions.
- Effectuer des dilutions.
- Déterminer si des transformations chimiques sont totales ou limitées.

## 2 Documents

#### 2.1 Concentration molaire effective

Concentration molaire apportée en soluté. La concentration molaire apportée en soluté est la quantité de matière de soluté dissoute par unité de volume de solution. Elle est notée C et s'exprime généralement en mol· $L^{-1}$ .

$$C = \frac{n(\text{solut\'e dissous})}{V(\text{solution})}$$

Concentration molaire effective en espèces dissoutes. Pour chaque espèce chimique X dissoute en solution, la concentration molaire effective en espèce dissoute est la quantité de matière de cette espèce effectivement en solution par unité de volume. Elle est notée [X] et s'exprime généralement en mol· $L^{-1}$ .

$$[X] = \frac{n(X \text{ effectivement en solution})}{V(\text{solution})}$$

## 2.2 Potentiel hydrogène (ou pH)

Le **potentiel hydrogène** (ou **pH**) est une mesure de l'activité chimique des *ions hydrogène*  $H^+$  en solution. **En solution aqueuse**, ces ions sont présents sous la forme de l'**ion oxonium**  $H_3O^+$ .

Plus couramment, le pH mesure l'acidité ou la basicité d'une solution. Ainsi, dans un milieu aqueux à 25 °C:

- une solution de pH = 7 est dite **neutre**;
- une solution de  $0 \le pH < 7$  est dite acide. Plus son pH s'éloigne de 7 (diminue) et plus elle est acide;
- une solution de  $14 \ge pH > 7$  est dite **basique**. Plus son pH s'éloigne de 7 (augmente) et plus elle est basique.

**Détermination**. Lorsque les solutions aqueuses sont diluées ( $[H_3O^+] < 1,0 \cdot 10^{-1} \,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ ), la valeur du pH peut être déterminée à l'aide de l'expression :

$$pH = -log [H_3O^+]$$

**Remarque.** On peut calculer la concentration molaire effective en ions oxonium lorsqu'on connaît la valeur du pH puisque :

$$pH = -log [H_3O^+] \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

## 2.3 Différents types d'acides

Un **acide**, au sens de Brönsted, est un composé chimique, soit minéral, soit organique, capable de libérer un ou plusieurs ions hydrogène  $H^+$ . En particulier, dans le solvant eau, un acide est capable de libérer l'ion hydronium  $H^+_{(ac)}$  ou  $H_3O^+$ .

- Le chlorure d'hydrogène  $\mathrm{HCl}_{(g)}$  est un acide, il réagit avec l'eau selon la réaction d'équation :

$$HCl_{(g)}+H_2O\longrightarrow H_3O^++Cl_{(aq)}^-$$

 L'acide éthanoïque CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>H est un composant important du vinaigre. C'est un acide qui réagit avec l'eau selon la réaction d'équation :

$$CH_3CO_2H_{(aq)}+H_2O \leftrightarrows CH_3CO_{2(aq)}^-+H_3O$$

## 3 Solution d'acide chlorhydrique

### 3.1 Préparation de solutions

On dispose d'une solution  $S_0$  d'acide chlorhydrique  $(\mathrm{H_3O_{(aq)}^+} + \mathrm{Cl_{(aq)}^-})$  de concentration apportée  $0.10~\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ .

- 1. Proposer un mode opératoire pour obtenir, à partir de  $S_0$ , 100,0 mL d'une solution  $S_1$  d'acide chlorhydrique de concentration  $1,0\cdot10^{-2}$  mol·L<sup>-1</sup>. Réaliser la manipulation.
- 2. Toujours à partir de la solution  $S_0$ , préparer une autre solution  $S_2$  d'acide chlorhydrique de concentration  $1,0\cdot 10^{-3} \,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ . Pourquoi vaut-il mieux utiliser la solution  $S_0$  et non pas la solution  $S_1$ ?
- 3. Maintenant que la technique est maitrisée, préparer les solution  $S_3$ ,  $S_4$ , d'acide chlorhydrique de concentrations  $1,0\cdot10^{-4}$ ;  $1,0\cdot10^{-5}$  mol·L<sup>-1</sup>. Bien réfléchir à chaque fois à la manière d'effectuer ces dilutions.

## 3.2 Mesure du pH

#### 3.2.1 Avertissement

Pour toute mesure du pH d'une solution au moyen d'un pH-mètre :

- Il faut introduire suffisamment de solution dans un bécher; la partie de la sonde qui permet la mesure doit être totalement immergée;
- La sonde doit être rincée à l'eau distillée et séchée avec un papier absorbant (papier Joseph) avant chaque mesure, puis rincée à l'eau distillée et réintroduite dans la solution de conservation (généralement de l'eau distillée) après chaque mesure.
- Il faut agiter doucement une fois la sonde plongée dans la solution.

Le pH-mètre doit être étalonné avant toute mesure ; on utilise deux solutions étalons (aussi appelées solutions tampons), c'est à dire deux solutions dont le pH est déterminé et constant à température donnée.

#### **3.2.2** Mesure

 $\rightarrow$  Mesurer le pH des solutions  $S_4$ ,  $S_3$ ,  $S_2$ ,  $S_1$ ,  $S_0$ . Pourquoi est-il conseillé de procéder dans ce sens?

#### 3.2.3 Résultats des mesures

Remplir le tableau:

n° solution	0	1	2	3	4
$c  (\text{mol} \cdot \mathbf{L}^{-1})$					
рН					
$[{\rm H_{3}O^{+}}]$					
$x_f$					

- 1. À partir de la valeur du pH calculer la valeur de la concentration molaire effective en ions oxonium H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>.
- 2. En déduire la valeur de l'avancement final  $x_f$  pour chacune des transformations.
- 3. Ces transformations peuvent-elles être considérées totales?

# 4 Acide éthanoïque

## 4.1 Préparation de solutions

On dispose d'une solution  $S_0'$  d'acide éthanoïque  $\mathrm{CH_3COOH}_{(aq)}$  de concentration apportée  $0,10 \,\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1}$ . Comme précédemment, préparer des solutions  $S_1'$ ,  $S_2'$ ,  $S_3'$ ,  $S_4'$  d'acide éthanoïque de concentration molaire  $1,0\cdot 10^{-2}$ ;  $1,0\cdot 10^{-4}$ ;  $1,0\cdot 10^{-4}\,\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1}$ .

#### **4.1.1** Mesure

 $\rightarrow$  Mesurer le pH des solutions  $S'_5$ ,  $S'_4$ ,  $S'_3$ ,  $S'_2$ ,  $S'_1$ .

#### 4.1.2 Résultats des mesures

Remplir le tableau:

n° solution	0'	1'	2'	3'	4'
$c \; (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$					
рН					
$[\mathrm{H_3O^+}]$					
$x_f$					

- 1. À partir de la valeur du pH calculer la valeur de la concentration effective en ions oxonium H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>.
- 2. En déduire la valeur de l'avancement final  $x_f$  pour chacune des transformations.
- 3. Ces transformations sont-elles totales?
- 4. La valeur de la concentration apportée influe-t-elle sur le caractère limité de la transformation?